

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Tervezett felhasználás

A készülék professzionális BIZTONSÁGOS KULLANCS-ELTÁVOLÍTÓ SZETT emberekből és állatokból történő kullancs-eltávolításra szolgáló orvostechnikai eszköz.

Használata a kullancs által terjesztett betegségek, így a kullancs encefalitisz, a Lyme-kór, a babéziózis, és anaplazmózis és egyebek megelőzésére szolgál.

Használati útmutató

1. lépés: A rögzült kullancs fagyasztása

1

Vegye le a Kullancs-eltávolítót a spray applikátoráról.

2

Az óramutatót járással ellenkezőleg zárt állásból nyitott állásba elforgatva oldja ki a spray applikátort.

3

Helyezze az eszköz végét óvatosan a kullancs köré.

4

Nyomja meg a spray applikátorának gombját, hogy a termék teljes adagját* kiadja.

5

A kezelés után a nyitott állásból zárt állásba forgatással rögzítse a spray applikátort.

AZ ADAGOK KÖZÖTT ELETLEI IDŐ NEM LEHET 3 MÁSODPERCNEL HOSSZABB

A spray applikátort az első használat előtt kétszer megnyomva aktiválni kell.

*** az adagok száma a kullancs méretétől függ (lásd az alábbi táblázatot):**

| A közönséges kullancs (Ixodes ricinus) lárvája és nimfája | Nöstény közönséges kullancs (Ixodes ricinus) | Nöstény kutyakullancs (Dermacentor reticulatus) |
|---|--|---|
| 1 adag | 2 adag | 2 adag |
| <p>0,8 mm 1,5 mm</p> | <p>~3,5 mm</p> | <p>~5 mm</p> |
| A vég | B vég | |

ARÁNY 2:1

2. lépés: A fagyasztott kullancs eltávolítása

A fagyasztott kullancs orvosi ajánlás szerinti eltávolításához használja az eltávolító kanalat.

Az eszköz útmutatásnak megfelelő használata sértetlen kullancsok eltávolítását teszi lehetővé, és így csökken a kórokozók átvitelének lehetősége az eltávolítás során.

1

A kullancs mérete alapján válassza ki a legalkalmasabb kullancs-eltávolító véget.

A kullancs-eltávolítóval ragadja meg erősen a kullancsot, és helyezze a kullancs-eltávolítót a lehető legközelebb a bőrhöz.

2

Emelje meg határozottan a kullancs-eltávolítót.

! NE CSAVARJAJ!

3

Ellenőrizze, hogy nem maradt-e a kullancs testének egy része a bőrben. Fertőtlenítse a kezelt területet.

4

Dobja ki az eltávolított kullancsot, vagy diagnosztikai vizsgálatok céljából tegye kémcsőbe.

5

Fertőtlenítse az eltávolításhoz használt eszközöket. Alaposan mossa meg a kezét szappannal, vagy fertőtlenítse.

FONTOS!

- A nem megfelelő kezelés a kullancs sérüléséhez és kórokozókkal való érintkezéshez vezethet.
- A kullancsral való közvetlen érintkezés elkerülése érdekében védőkesztyű viselése javasolt az eltávolítás során.
- A kullancs csípés késői felismerése a kullancs szájszervének tartós rögzüléséhez vezet, ami nagyon megnövekedti az eltávolítást. A bőrbé ágyazódó megmaradó kullancsrészeket orvosnak kell eltávolítania.

A rögzült kullancs eltávolítását nagyon óvatosan kell végezni a megfelelő vég (A vagy B) alkalmazásával.

A kullancs-eltávolító vég kiválasztása során figyelmebe kell venni a rögzült kullancs méretét (lárva/nimfa vagy nőstény).

További információk

Ha a kullancs nehezen elérhető területen van, például a hónalj területén, a fülek mögött vagy a lágyékon, akkor kérjen meg valakit, hogy segítsen Önnek az eltávolításnál.

A kullancs eltávolítása után néhány héten keresztül figyelje meg a kezelt területet. A kórokozók parazita általi átvitelései helyi vagy általános gyulladáshoz vezethet. Ha rosszul érzi magát, belázadosodik vagy Lyme-kórra jellemző bőrpír jelenik meg, haladéktalanul forduljon orvosához vagy gyógyszerészeéhez.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

- Csak az útmutatásnak megfelelően használja, kövesse az utasításokat.
- Ne használja 3 éves kor alatti gyermekeknél.
- Gyermekeknél csak felnőtt közvetlen felügyelete alatt végezze el a kezelést.
- Ne használja bőrsérülések területén.
- Ne használja, ha az összetevők bármelyikére allergiás.
- Kerülje a szemmel, valamint a száj, az orr, a torok vagy az intim területek belsejével történő érintkezést.
- Ne lélegezze be.
- A nagy dózis bőrpírt okozhat. Ebben az esetben haladéktalanul hagyja abba az orvostechnikai eszköz alkalmazását, és bőséges meleg (nem forró) vízzel öblítse le a bőrt, majd szárítsa meg.
- Tartós bőrelváltozások (kifehéredés vagy bőrpír, duzzanat, fájdalom) esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészeéhez.
- Kizárólag külső használatra.**

Az professzionális biztonságos kullancs-eltávolító szett tartalma és összetétele

- Készülék spray a kullancsok gyorsfagyasztásához: izohexadekán, izopropil-mirisztát, 1,1,1,2-tetrafluoretán
- Kullancs-eltávolító kanál a kullancsok biztonságos eltávolításához.
- Kémcső

Figyelem!

A szett nagy nyomású tartályt tartalmaz. Melegítés hatására felrobbanhat. Hűtől, forró felületektől, szikráktól, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrástól távol tartandó. Ne szúrja fel vagy igerse le, még használat után se. Napfénytől védve tartandó. Gyermekektől elzárva tartandó.

Tárolás

Csak az eredeti csomagolásban, gyermekektől elzárva, 40°C alatti hőmérsékleten tárolja.

Forgalmazó

Ceumed Kft.
1007 Budapest Margitsziget Grand Hotel 4/6, Hungary

Hatásosság: A készülék orvostechnikai eszköz **60 adagot** tartalmaz, ami körülbelül **40 kullancs** biztonságos eltávolítását teszi lehetővé.

ORVOS-TECHNIKAI ESZKÖZ

A gyártási tételszám és a Lejárati idő a csomagolás alján található.

Gyártó
ICB Pharma

Tomasz Świątosławski, Paweł Świątosławski Spółka Jawna
6a Moździerzowców Street, 43-602 Jaworzno, Lengyelország